

KERN 315-109-205

KERN

Set sécurité 20 g (F1); 500 g (E2)



Catégorie

| | |
|----------------------|------------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produit | Accessoires pour poids |
| Groupe de produit | Safety Set |

Forme de construction

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Matériau | inox |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 255×135×140 mm |
| Poids d'expédition | 1 kg |

Services

| | |
|--|-------------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkks | 962-300-400 |
|--|-------------|

Piktogramme

STANDARD

