

KERN 315-248

Voor gewichten uit klasse ≤ 200 g



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Pincet

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×15×15 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

