

# KERN 315-312-307

Set sécurité 2 kg (F2); 100 g (F2)

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Safety Set

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	100 g; 2 kg
------------------------------------	-------------

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	255×135×140 mm
Poids net env.	2,2 kg
Poids brut env.	2,2 kg
Poids d'expédition	2,11 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-442
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-400-400
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-442