

KERN 315-312-308

Set sécurité 200 g (F2); 2000 g (F2)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

| | |
|----------------------|------------------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produit | Accessoires pour poids |
| Groupe de produit | Safety Set |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 200 g; 2 kg |
|------------------------------------|-------------|

Forme de construction

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Matériau | inox poli (OIML) |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 255×135×140 mm |
| Poids net env. | 2,4 kg |
| Poids brut env. | 2,4 kg |
| Poids d'expédition | 2,21 kg |

Services

| | |
|---|-------------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione) | 952-442 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-400-400 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-442 |