

KERN 315-312-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (F2)



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Gewichtsaccessoires |
| Productgroep | Safety Set |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 255×135×140 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 1 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-400-600 |
|-------------------------------------|-------------|

Piktogramme

STANDARD

