

KERN 315-412-408

KERN

Safety Set 200 g (M1); 2000 g (M1)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Gewichtsaccessoires
Productgroep	Safety Set

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g; 2 kg
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	255×135×140 mm
Verzendgewicht	1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-600-600
-------------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD

