

KERN 316-04



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 10 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-334

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-334

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,06 mg
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0156
Testgewicht - volume (cm ³)	1,25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	10×17,3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×17 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-334
--	---------