

KERN 316-05



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 20 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-335

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-335

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,08 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	13×20 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×20 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-335
--	---------