

KERN 316-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 100 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-337

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-337

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,16 mg
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1563
Testgewicht - volume (cm ³)	12,5

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	22×35 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×35 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-337
---	---------