

KERN 316-08

KERN

Poids individuel, Classe OIML E2, 200 g, Forme compacte, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-338

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML E2

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,3 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	200 g
Poid de contrôle OIML classe	E2
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,3125
Poid de contrôle - volume (cm ³)	25

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	28×43 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Forme compacte

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×43 mm
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-338
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-338