

KERN 316-08

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 200 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-338

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-338

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,3 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,3125
Testgewicht - volume (cm ³)	25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	28×43 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×43 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-338
------------------------------------------------------	---------