

# KERN 316-09

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 500 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-339

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-339

## Piktogramme

## STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	62,5

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	38×58,5 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×58 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-339
--	---------