

KERN 316-11



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 1 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-341

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-341

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,5625
Testgewicht - volume (cm ³)	125

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	48×73 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Compacte vorm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×73 mm
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-341
--	---------