

# KERN 316-13



Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-343

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-343

## Piktogramme

## STANDARD



## Categorie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Merk             | KERN                  |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep     | OIML E2               |

## Meetsysteem

|   |        |
|---|--------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)           | 8 mg   |
| Testgewicht - nominale waarde                       | 5 kg   |
| Testgewicht OIML klasse                             | E2     |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> ) | 7,8125 |
| Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )             | 625    |

## Ontwerp

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Afmetingen (Ø×H) | 80×132,5 mm                      |
| Materiaal        | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Compacte vorm                    |

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d          |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 80×80×132 mm |
| Nettogewicht ca.              | 5,0 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 5,0 kg       |
| Verzendgewicht                | 5 kg         |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-343 |
|--|---------|