

KERN 317-02

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 2 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)

Piktogramme



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,04 mg
Testgewicht - nominale waarde	2 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0031
Testgewicht - volume (cm ³)	0,25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	6×10 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×10 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-332
Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-332