

# KERN 317-03

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Piktogramme



### Categorie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Merk             | KERN                  |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep     | OIML E2               |

### Meetsysteem

|   |         |
|---|---------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)           | 0,05 mg |
| Testgewicht - nominale waarde                       | 5 g     |
| Testgewicht OIML klasse                             | E2      |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> ) | 0,0078  |
| Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )             | 0,625   |

### Ontwerp

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Afmetingen (Ø×H) | 8×15 mm                          |
| Materiaal        | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop                             |

### Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d          |
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 8×8×15 mm    |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg      |

### Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-333 |
| Artikelnummer voor DAKS-kalibratie                   | 962-333 |