

# KERN 317-05

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 20 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)

Piktogramme



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,08 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-335
Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-335