

# KERN 317-06

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)

Piktogramme



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

## Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,1 mg
Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	6,25

## Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-336
Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-336