

# KERN 317-110-700

**KERN**

Étui en POM pour poids individuels (Bouton/compact, 1 kg)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marque                | KERN            |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis |
| Groupe de produit     | Étui en POM     |
| Famille de produits   | 317-700         |

### Système de mesure

|  |                |
|--|----------------|
| Étui adapté aux classes OIML               | E1 - M1        |
| Forme de poids appropriée pour l'étui      | Bouton/compact |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 kg           |

### Forme de construction

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dimensions (L×P×H)                  | 67×67×131 mm           |
| Matériau                            | POM (polyoxyméthylène) |
| Étui - Plus petit poids possible    | 1 kg                   |
| Étui - Poids le plus élevé possible | 1 kg                   |

### Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 67×67×131 mm     |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,25 kg          |
| Poids brut env.              | 0,25 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,21 kg          |

### Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761481190                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |