

KERN 317-120-700

KERN

POM etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 2 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etais
Productgroep	POM etui
Productfamilie	317-700

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	2 kg

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	78×78×121 mm
Materiaal	POM (polyoxymethyleen)
Etui - kleinst mogelijk gewicht	2 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	2 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	78×78×121 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761481206
REACH classificatie	geen verboden stoffen