

# KERN 317-12

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-342

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-342

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	3 mg
Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	3,125
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	250

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	60×100 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-342
--	---------