

KERN 317-130-700

KERN

POM etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 5 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	POM etui
Productfamilie	317-700

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	5 kg

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	118×118×165 mm
Materiaal	POM (polyoxymethyleen)
Etui - kleinst mogelijk gewicht	5 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	118×118×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761481213
REACH classificatie	geen verboden stoffen