

# KERN 317-150-100

E1+E2+F1 Étui en bois pour poids individuels, rembourré 20 kg



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	20 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Forme bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×200×315 mm
Matériau	hêtre

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	200×200×315 mm
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,6 kg

## Piktogramme

STANDARD

