

KERN 317-281

KERN

Gants premium
en nylon, 1 paire.

Particulièrement élastiques, taille unique, avec revêtement spécial au niveau du bout des doigts pour une
e contrôle contre la graisse des doigts, l'humidité, etc.



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Accessoires pour poids
Groupe de produit	Gants

Forme de construction

Matériau	nylon
----------	-------

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	250×140×5 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

