

# KERN 318-08



Milligramgewicht, E2, 200 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-358

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-358

## Piktogramme

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,02 mg
Testgewicht - nominale waarde	200 mg
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0005
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0233

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	9×9×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Plaatje

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	9×9×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-358
--	---------