


KERN 318-09



Milligramgewicht, E2, 500 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-359

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-359

Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep | OIML E2 |

Meetsysteem

| | |
|---|----------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,025 mg |
| Testgewicht - nominale waarde | 500 mg |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 0,0011 |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 0,0581 |

Ontwerp

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 12×12×4 mm |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Plaatje |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 12×12×4 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-359 |
|--|---------|