

KERN 318-31



Milligramgewicht, E2, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-351

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-351

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,006 mg
Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0001

Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	5×5×2 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	5×5×2 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-351
---	---------