

# KERN 318-35



Milligramgewicht, E2, 20 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-355

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-355

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML E2

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,01 mg
Testgewicht - nominale waarde	20 mg
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0025

### Ontwerp

Afmetingen gewicht (B×D×H)	7×7×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Draad

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7×7×3 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-355
--	---------