

KERN 323-026

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg; 50 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 50 g
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	165×120×75 mm
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,80 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-401
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-401
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-401