

KERN 323-026

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 50 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	165x120x75 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-401
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-401
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-401