

# KERN 323-02

# KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 50 g
Testgewicht OIML Klasse	F1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,78 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-401
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-401
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-401