

KERN 323-034

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 100 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x70 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,7 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-402
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-402
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-402