

# KERN 323-044

# KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x70 mm
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,94 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-403
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403