

KERN 323-046

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg; 200 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 200 g
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-403
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-403
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-403