

KERN 323-04

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	150x140x65 mm
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,29 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-403
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403