

KERN 323-056

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 500 g
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	210x140x98 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-404
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-404
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-404