

KERN 323-064

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg; 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	320×320×170 mm
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	3,7 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-405
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-405