

# KERN 323-07

# KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg; 2 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



## Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	310×180×140 mm
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	10 kg
Poids d'expédition	9,01 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-406
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-406
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-406