

KERN 323-086

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	460x260x185 mm
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-407
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-407
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-407