

KERN 323-08

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg; 5 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg; 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	400×190×200 mm
Poids net env.	18 kg
Poids brut env.	18 kg
Poids d'expédition	17,81 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-407
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-407
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-407