

KERN 323-09

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg; 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg; 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (BxDxH)	530x190x240 mm
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-408
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-408
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-408