

KERN 324-056

KERN

Jeu de poids, F1, 1 g; 500 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 500 g
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-418
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-418
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-418