

# KERN 324-066

# KERN

Gewichtenset, F1, 1 g; 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set gewichten
Productgroep	OIML F1

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g; 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230x140x110 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-418
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-418
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-418