

# KERN 324-076

# KERN

Jeu de poids, F1, 1 g; 2 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Piktogramme

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g; 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-420
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-420
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-420