

KERN 327-02

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 2 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-432

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-432

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,12 mg
Testgewicht - nominale waarde	2 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0031
Testgewicht - volume (cm ³)	0,25

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	6×11 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×11 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-432
---	---------