

# KERN 327-03

# KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 5 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-433

Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-433

## Piktogramme

## STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

### Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,16 mg
Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,625

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	8×16,5 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×16 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-433
---	---------