

KERN 327-05

KERN

Poids individuel, Classe OIML F1, 20 g, Bouton, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-435

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Poids individuels
Groupe de produit	OIML F1

Système de mesure

Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,25 mg
Poid de contrôle - valeur nominale	20 g
Poid de contrôle OIML classe	F1
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0313
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2,5

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	13×23,5 mm
Matériau	inox poli (OIML)
Forme poid	Bouton

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×23 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (omologazione)	952-435
Numéro d'article pour étalonnage DAkks	962-435