

KERN 327-07

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-437

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-437

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1563
Testgewicht - volume (cm ³)	12,5

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	22×39 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-437
--	---------