

KERN 327-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-439

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-439

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individuele gewichten
Productgroep	OIML F1

Meetsysteem

Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,7813
Testgewicht - volume (cm ³)	62,5

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	38×66 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)
Bouwworm gewicht	Knop

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×66 mm
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-439
--	---------