

KERN 327-12

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-442

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-442

Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individuele gewichten |
| Productgroep | OIML F1 |

Meetsysteem

| | |
|--|-------|
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 10 mg |
| Testgewicht - nominale waarde | 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 3,125 |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 250 |

Ontwerp

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen (Ø×H) | 60×115 mm |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |
| Bouwworm gewicht | Knop |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 60×60×115 mm |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,0 kg |
| Verzendgewicht | 2 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-442 |
|---|---------|